



## Vermessen der Hand zur Auswahl der Haltergröße



Für Artikel-Nr.: 01-002-xx und 03-004-xx

Mit dieser Beschreibung kann für die Besteckhalter Messer „Alex“ 01-002-xx und den Gabel- / Löffelhalter „Alex“ 03-004-xx die richtige Größe festgelegt werden.



### 1. Daumenposition festlegen (empfohlen außerhalb)



### 2. Handbreite ohne / mit Daumen messen (Maß 1 und 2)



### 3. Handrückenhöhe ohne / mit Daumen messen (Maß 3 und 4)




## Vermessen der Hand zur Auswahl der Haltergröße

Für Artikel-Nr.: 01-002-xx und 03-004-xx

Mit dieser Beschreibung kann für die Besteckhalter Messer „Alex“ 01-002-xx und den Gabel- / Löffelhalter „Alex“ 03-004-xx die richtige Größe festgelegt werden.

### 5. Kontrollmaß messen (Maß 5) und bitte bei einer Bestellung in mm angeben



### 6. Festlegung der Haltergröße

#### Größe -49:

- Maß 1 oder 2 = zwischen 80 - 115 mm
- Maß 3 oder 4 = zwischen 25 - 29 mm

#### Größe -50:

- Maß 1 oder 2 = zwischen 80 - 115 mm
- Maß 3 oder 4 = zwischen 30 - 43 mm

#### Größe -51:

- Maß 1 oder 2 = zwischen 80 - 115 mm
- Maß 3 oder 4 = zwischen 35 - 39 mm

#### Größe -51:

- Maß 1 oder 2 = zwischen 80 - 115 mm
- Maß 3 oder 4 = zwischen 40 - 45 mm

#### Bei Gabel- / Löffelhalter 03-004-xx:

- Gewünschte Besteckteile mit angeben



Die Beschreibung „Vermessen der Hand zur Auswahl der Haltergröße“ finden Sie auch auf unserer Homepage.